



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Pacco reintegro da medicazione alleg. 1c/sfigmomanometro maggiorato

**Codice di riferimento:** PS532

**Marca:** EASYRED

**Prezzo:** 115.9€

### Caratteristiche del pacco reintegro da medicazione alleg. 1c/sfigmomanometro maggiorato

Pacco reintegro di prodotti da primo soccorso di alta qualità a marchio Easyred, con alte prestazioni e adatto a fare da ricambio per cassette da pronto soccorso per tutti gli ambienti lavorativi.

#### Marca

Easyred

#### Contenuto della confezione

- 1 copia del decreto ministeriale 388 del 15 luglio 2003
- 5 paia di guanti sterili
- 1 mascherina con visiera para-schizzi
- 3 sacche di soluzione fisiologica da 500 ml CE
- 2 confezioni da 500 ml di IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 buste di garza sterile compressa 10x10 cm
- 2 buste di compressa garza sterile 18x40 cm
- 2 telo sterile 40x60 cm DIN 13152-BR
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 2 pinze sterili
- 1 astuccio di benda tubolare elastica
- 2 rocchetti di cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 2 pacchi da 20 cerotti PLASTOSAN assortiti

- 1 paio di forbici taglia-bendaggi da 14,5 cm DIN 58279
- 3 lacci per emostasi
- 2 ghiaccio istantaneo monouso ICE PACK
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari 250 x 350 mm
- 1 termometro clinico CE con astuccio
- 1 sfigmomanometro con fonendoscopio
- 4 bende di garza da m 3,5x10 cm
- 1 astuccio PIC 3 contenente 3 campioncini di sapone liquido, 2 salviette con ammoniaca e 3 salviette disinfettanti
- 1 PINOCCHIO+VENTO kit completo
- 1 coperta isoterma caldo/freddo con colori diversi cm 160x210
- 1 telo triangolare in TNT cm 96x96x136
- 2 confezioni di preparato 3,5 g di gel per ustioni sterile
- 2 bende elastiche m 4x6 cm DIN 61634
- 1 tampo-benda sterile mm 80x100 DIN 13151 M
- 1 istruzioni MULTI LINGUA pronto soccorso

### **Prodotto a marchiatura CE**

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

### **Altri modelli disponibili**

- [Pacco reintegro per pronto soccorso alleg. 1c/sfigmomanometro base](#)
- [Pacco da medicazione reintegro alleg. 1s/sfigmomanometro maggiorato](#)

