



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Kit reintegro Allegato 1 base per cassetta pronto soccorso con sfigmomanometro

Codice di riferimento: PS531

Marca: EASYRED

Prezzo: 69.42€

Caratteristiche del kit di reintegro per pronto soccorso

Pacco di reintegro base per cassette di pronto soccorso aziendale con sfigmomanometro. Il kit include la dotazione minima obbligatoria che un'azienda appartenente al gruppo A o B con 3 o più lavoratori deve garantire all'interno della cassetta di primo soccorso come indicato nel DM 388 Allegato 1.

Contenuto del kit

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera para schizzi
- 3 Flaconi Soluzione fisiologica 500 ml CE
- 2 500 ml ODOPOVIDONE al 1% iodio PMC
- 10 buste compressa garza sterile cm10x10
- 2 Buste compressa Garza sterile cm18x40
- 2 Telo cm 40x60 DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Astuci con benda tubolare elastica
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5
- 1 Paio di forbici taglia bendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 Lacci emostatici

- 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo mono uso
 - 2 Sacchetti per rifiuti sanitari mm 250x350
 - 1 Termometro clinico CE con astuccio
 - 1 Benda dia garzada m 3,5x10 cm
 - 1 Istruzioni MULTI LINGUA pronto soccorso
-

Marca e modello

EASYRED codice PS531

