



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Pacco medicazioni reintegro alleg. 2 base

Codice di riferimento: PS534

Marca: EASYRED

Prezzo: 23.79€

Caratteristiche del pacco medicazioni reintegro alleg. 2 base

Scatola da pronto soccorso a marchio Easyred con prodotti per la medicazione di alta qualità.

Questo set di medicazione base viene venduto all'interno di una scatola richiudibile ed è ideale per le cassette di pronto soccorso negli ambienti lavorativi di tutti i tipi.

Marca

Easyred

Contenuto della confezione

- 1 istruzioni MULTI LINGUA pronto soccorso
- 1 confezione di cotone idrofilo
- Benda di garza m 3,5x10 cm
- Rocchetto di cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 10 cerotti assortiti PLASTOSAN
- Busta di compressa di garza sterile cm18x40
- Sacca di soluzione fisiologica da 250 ml CE
- Copia del decreto Min 388 del 15-07-2003
- Pinza sterile
- Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
- Ghiaccio istantaneo monouso ICE PACK
- 1 paio di forbici taglia bendaggi cm14,5 DIN 58279

- 2 paia guanti sterili
 - 3 buste compressa garza sterile cm10x10
 - 1 confezione da 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
 - 1 laccio emostatico
-

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [Pacco reintegro per pronto soccorso alleg. 1c/sfigmomanometro base](#)
- [Pacco reintegro da medicazione alleg. 1c/sfigmomanometro maggiorato](#)
- [Pacco da medicazione reintegro alleg. 1s/sfigmomanometro maggiorato](#)

