



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Padella Con Manico Ripiegato

Codice di riferimento: PM-559

Marca: INTERMED

Prezzo: 4.68€

CARATTERISTICHE:

Padella riutilizzabile in polietilene bianco. Manico piegato per essere facilmente lavata nel disinfettore lavapadelle. Capacita' 1000 ml. Imballo multiplo 20 pezzi.

MARCA E MODELLO:

INTERMED PM-559

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**