



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

PALLONE IN SILICONE - pediatrico - con mascherina

Codice di riferimento: 34246

Marca: GIMA

Prezzo: 63.1€

CARATTERISTICHE:

PALLONI RIANIMAZIONE IN SILICONE - latex free Palloni rianimazione trasparenti in silicone, completamente autoclavabile a 134°C (nessun limite al numero di cicli di sterilizzazione). Fornito con mascherina N°3 pediatrica. Volume 550 ml.

MARCA E MODELLO:

GIMA 34246

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**