



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

PALLONE PVC MONOUSO - neonatale

Codice di riferimento: 34249

Marca: GIMA

Prezzo: 21.96€

CARATTERISTICHE:

Pallone rianimazione con mascherina neonati monouso N°1. Capacità: 280 cc. Completo di valvola POP-Off 40 cm H2O con membrana antiriflusso e adattatore per valvola PEEP. La mascherina trasparente è realizzata in modo da aderire perfettamente al viso del paziente. PVC monouso, non autoclavabili. Latex free.

MARCA E MODELLO:

GIMA 34249

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**