



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

PALLONE RIANIMAZIONE GIMA - doppia camera in sacca

Codice di riferimento: 34241

Marca: GIMA

Prezzo: 190.32€

CARATTERISTICHE:

Come 34240 ma confezionato in resistente sacca di nylon e completo di mascherina N° 4, pinza tiralingua, apribocca, tubo ossigeno e 3 cannule di Guedel (piccola, media e grande).

MARCA E MODELLO:

GIMA 34241

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**