



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

PANNOLONI SOFFISOFT CLASSIC - incontinenza moderata - large

Codice di riferimento: 36702

Marca: GIMA

Prezzo: 73.2€

CARATTERISTICHE:

Pannoloni SOFFISOF CLASSIC

- Taglia: Large
- Modello: Soffisof Classic
- Per incontinenza moderata - giorno

Pannoloni mutandina elasticizzati adatti per l'incontinenza da moderata ad alta.

La linea Air dry presenta la caratteristica aggiuntiva della traspirabilità. Questi pannoloni garantiscono una completa assorbenza e un elevato comfort grazie alla speciale forma progettata apposta per aderire al corpo umano. I bordi laterali prevengono la fuoriuscita dei liquidi e le strisce adesive acilitano l'utilizzo e l'indossabilità. La combinazione di ultima generazione di polimeri con una speciale cellulosa (certificata 100% PEFC) garantisce l'assenza di cattivi odori.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 36702

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una Confezione da 90 Pezzi

