



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Parasponde In Poliuretano - Fissaggio A Cinghie

Codice di riferimento: MP310

Marca: MOPEDIA

Prezzo: 137.8€

CARATTERISTICHE:

Beige

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni:

L:1340 P:30 H:330 mm

MARCA E MODELLO:

MOPEDIA MP310

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**