



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Pedaliera per riabilitazione pieghevole - color azzurro

**Codice di riferimento:** RA-004A

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 72.6€

### CARATTERISTICHE:

Pedaliera per esercizio fisico o riabilitazione post-traumatica e fisioterapia, indicata per persone con difficoltà motorie.

Dispositivo pieghevole dotato di manopola per regolare l'intensità dell'esercizio. Piedini antiscivolo in materiale plastico morbido.

### APPLICAZIONI:

Utile per fisioterapia e riabilitazione post-traumatica

### MARCA E MODELLO:

INTERMED RA-004A

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una pedaliera di dimensioni 41 x 41 x 24 cm e peso 2.5 kg

 **Acquista subito**