



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Pediatrico in silicone con valvola sovrappressione 40cm h2o 500ml

Codice di riferimento: RN403

Marca: EASYRED

Prezzo: 59.05€

Palloni rianimatori in speciale SILICONE autoclavabile a 136°C. Disponibili nella versione adulti con volume di ventilazione di 1700ml, pediatrico con volume di ventilazione di 500ml e neonatale con volume di ventilazione di 350ml. Tutti i modelli sono forniti di serie con la speciale valvola di sicurezza con limitatore di sovrappressione a 60cm H₂O per adulti e a 40cm H₂O per i modelli pediatrico e neonatale.

 **Acquista subito**