



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Penna pungidito con metodo AST

Codice di riferimento: 23919

Marca: GIMA

Prezzo: 9.76€

Caratteristiche della penna pungidito con metodo AST

Pennina pungidito realizzata in plastica molto resistente e riutilizzabile, con prelievo di sangue possibile sia dalla punta del dito o dal palmo della mano, così come da avambraccio e parte superiore del braccio.

Questa penna pungi-dito dispone di pratica punta regolabile che lascia che la lancetta possa penetrare in modo più o meno profondo.

Le pennine pungidito Gima sono dotate di metodo AST per il controllo dei livelli di glucosio nel sangue,

Specifiche tecniche

- Materiale: plastica
- Colore: bianco

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**