



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Pettine antipidocchi manuale

Codice di riferimento: 24400

Marca: GIMA

Prezzo: 15.49€

Caratteristiche del pettine antipidocchi manuale

Pettinino da pediculosi caratterizzato da un manico ergonomico, una spazzola da pulizia rimovibile, lunghi denti metallici chiusi per sradicare le lendini e una lente d'ingrandimento complementare che facilita la procedura antipediculosi.

Questo è un trattamento antipediculosi adatto a bambini, delicato sulla cute e dato che non richiede l'uso di sostanze è adatto alle persone allergiche. La punta arrotondata dei denti del pettine asseconda il senso di crescita del capello senza danneggiarlo o stressarlo.

Il pettine per trattamento anti-pidocchi è uno strumento efficace per combattere l'infestazione da pidocchi che rispetta l'ambiente.

Specifiche tecniche

- Materiale: plastica e metallo
- Colore: blu

Marca

Gima  **Acquista subito**