



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Pinza apriflebo in acciaio

Codice di riferimento: DF-10.600

Marca: INTERMED

Prezzo: 162.99€

Caratteristiche della pinza apriflebo

Pinza per aprire i flaconi per flebo in maniera semplice e sicura.

- Pinza costruita in acciaio.
- È importante eseguire il lavaggio dello strumento prima di ogni utilizzo e sterilizzazione.
- L'accessorio va conservato in un luogo fresco e asciutto. Da evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Specifiche tecniche

- Lunghezza: 20 cm
- Peso: 250 g

Marca e modello

INTERMED DF-10.600

Contenuto della confezione

1 pezzo

 **Acquista subito**