



Pinza Binner bipolare retta da 18 cm

Codice di riferimento: 30646

Marca: GIMA

Prezzo: 112.2€

Caratteristiche della pinza Binner bipolare retta da 18 cm

Pinza bipolare retta modello Binner pensata per essere usata con gli elettrobisturi per chirurgia Diatermo a marchio Gima, perfettamente sicure e isolate da terra e compatibile con la maggior parte degli elettrobisturi presenti sul mercato.

Queste pinze bipolari rette sono indicate per applicazioni negli ambiti di otorinolaringoiatria, sono leggere e maneggevoli e dispongono di un pratico manico ergonomico.

Le pinze rette Binner bipolari sono realizzate in acciaio inossidabile resistente e autoclavabile per una perfetta sterilizzazione.

Specifiche tecniche

- Dimensioni: 18 cm
- Materiale: acciaio inox

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)



Acquista subito