

Numero Verde
800 172547



Da cellulare
030 7777942

Pinza bipolare a baionetta "NON STICK" - punte da 1 mm

Codice di riferimento: 30468

Marca: GIMA

Prezzo: 157.38€

| Riferimento | Variante | Prezzo |
|-------------|----------|---------|
| 30468-18 cm | 18 cm | 157.38€ |
| 30469 | 20 cm | 157.38€ |

Caratteristiche della pinza bipolare a baionetta "NON STICK"

Le pinze bipolari con tecnologia Ag-tech non-stick sono gli strumenti chirurgici perfetti per garantire interventi più precisi, sicuri e rapidi. Grazie al materiale che le compongono, le speciali punte da 1 mm sono dotate di ottime proprietà termiche e sono capaci di prevenire l'adesione dei tessuti durante la fase di coagulo. In questo modo, oltre ad assicurare una coagulazione più precisa e sicura, permette di mantenere la superficie della punta sempre pulita, facilita il processo di sterilizzazione e garantisce una lunga durata dello strumento.

Specifiche tecniche

- Modello: baionetta
- Connettore: EU
- Lunghezza: 18 cm - 20 cm
- Tipo di punta: dritte
- Dimensione punta: 1 mm

Marca e modello

GIMA codice 30468

Contenuto della confezione

1 pezzo

