



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Pinza prensile

Codice di riferimento: AQ-30

Marca: INTERMED

Prezzo: 19.03€

Caratteristiche della pinza prensile

Questo bastone con pinza prensile presenta un leggero braccio in alluminio con morsetti in plastica rivestiti da gomma antiscivolo che consentono di ottenere una presa salda e allo stesso tempo di afferrare anche gli oggetti delicati senza il rischio di rovinarli.

La lunghezza del braccio e l'impugnatura ergonomica con possibilità di movimento a 360° permettono di regolare il bastone prenditutto in base alle esigenze e raggiungere con facilità qualsiasi oggetto evitando la rotazione del polso, caratteristica fondamentale per gli individui con scarsa mobilità. Inoltre, il sistema di bloccaggio automatico facilita la presa alle persone con forza limitata della mano.

Ideale per anziani, disabili e chiunque abbia difficoltà a raccogliere gli oggetti da terra o posti su scaffali alti.

Specifiche tecniche

- Lunghezza: 66 cm
- Peso massimo oggetti: 2,2 Kg

Colore

Nero

Marca e modello

INTERMED codice AQ-30

Contenuto della confezione

1 pinza prensile

Altri modelli disponibili

- [Pinza prensile pieghevole con calamita](#)



Acquista subito