



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Placca Lombare Modellabile - Placca Lombare

**Codice di riferimento:** PR1-35/4M

**Marca:** RO+TEN

**Prezzo:** 40.2€

E' un accessorio, leggero ed efficace, progettato per essere addizionato agli iperestensori ModularPlus. Posizionato al posto della placca lombare classica, amplia l'area di spinta posteriore agendo su un grande numero di vertebre e distribuendo le forze in modo uniforme e

omogeneo.

Molto rigido, grazie a due barre in alluminio inserite al suo interno, E' anche modellabile e dotato di un morbido rivestimento in tessuto, e si adatta perfettamente alla configurazione anatomica del paziente. Puessere posizionato in altezza grazie alle apposite asole velcrate per il passaggio del cinturone.

modularplus PR1-P35K PLUS

modularplus PR1-P38K PLUS

modularplus PR1-P35A PLUS

modularplus PR1-P45 PLUS

modularplus PR1-P36 PLUS

modularplusPR1-P37 PLUS

## **CARATTERISTICHE:**

Passanti velcrati per una regolazione alto/basso  
Struttura metallica interna, modellabile

---

## **INDICAZIONI:**

Su indicazione del medico

