



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Placca sternale PACEMAKER per busto iperestensore a 3 punti IPER35

Codice di riferimento: PR1-IP35/P

Marca: RO+TEN

Prezzo: 4.86€

Caratteristiche della placca sternale PACEMAKER

Questa pelotta sternale è un accessorio opzionale per il busto iperestensore a 3 punti IPER35 realizzato per soddisfare pienamente le esigenze dei pazienti portatori di Pacemaker. Infatti, la placca è caratterizzata da una superficie ampia e confortevole costruita in modo da non comprimere il lato sinistro del torace, area in cui è impiantato il pacemaker, e allo stesso tempo distribuire in maniera ottimale la pressione nella zona sternale e toracica destra, assicurando il massimo comfort e senza creare dolori o fastidi.

Marca e modello

RO+TEN PR1-IP35/P

Contenuto della confezione

1 pezzo

 **Acquista subito**