



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

PLACCHE COMPATIBILI - per defibrillatori AGILENT/HP/LAERDAL

Codice di riferimento: 33577

Marca: GIMA

Prezzo: 36.6€

CARATTERISTICHE:

Una vasta gamma di placche compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato, BSI certificati. Aderenza eccellente e adeguato spessore del gel. Includono una coppia di placche, cavo e connettore. Durata massima di validità, 2 anni dalla data di produzione. Produzione italiana. Compatibile con: • Agilent Hewlett-Packard - Codemaster 100-XE-XL-XL+ - Heartstream XL and XL T with cable M3507A • Laerdal Medical - HeartStart 4000

MARCA E MODELLO:

GIMA 33577

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 paio

 **Acquista subito**