



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

PLACCHE COMPATIBILI - per defibrillatori AGILENT/PHILIPS

Codice di riferimento: 33576

Marca: GIMA

Prezzo: 36.6€

CARATTERISTICHE:

Una vasta gamma di placche compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato, BSI certificati. Aderenza eccellente e adeguato spessore del gel. Includono una coppia di placche, cavo e connettore. Durata massima di validità, 2 anni dalla data di produzione. Produzione italiana. Compatibile con: • Agilent-Philips - Heartstream/HeartStart XL M4735A - Heartstream/HeartStart XL T M3500B - HeartStart 4000 M5500B (tutti i cavi Philips M3508A) • Philips Laerdal Medical - Heartstream Fore Runner I AED modelli E, S, EM - Heartstart FR1 AED 940010XX - 940020XX & 940030XX - Heartstart FR2 AED M3840A & M3841A - Heartstart FR2 AED, with ECG module M3860A & M3861A - Codemaster M1722A/B, M1723A/B, M1724A & M2475B (con cavo Philips M3507A e adattatore elettrodi 05-200) - Heartstart MRx (con cavo Philips M3508A), Heartstart FRx

MARCA E MODELLO:

GIMA 33576

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 paio

 **Acquista subito**