



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Plantare 3/4 in silicone con scarico calcaneare

Codice di riferimento: MOD P405

Marca: ORTHOPRIM

Prezzo: 36.8€

Riferimento	Variante	Prezzo
MOD P405-S	S	36.8€
MOD P405-M	M	36.8€
MOD P405-L	L	36.8€
MOD P405-XL	XL	36.8€

Caratteristiche del plantare

Plantare ortopedico 3/4 realizzato in silicone con scarico calcaneare.

La morbida superficie della soletta aiuta ad alleviare il dolore al tallone e al piede in caso di tallonite e offre una sollievo completo sia a livello muscolare sia legamentoso durante l'andatura. Il plantare funziona da ammortizzatore della zona di carico e grazie alla sua elevata capacità di assorbimento dei colpi e delle vibrazioni assicura una deambulazione confortevole.

Per un corretto mantenimento del prodotto, dopo averlo lavato si consiglia di applicare un poco di talco sulla parte a contatto con la calza per permettere una migliore stabilità. Si raccomanda di non applicare talco sulla zona che va a contatto con la scarpa.

Adatta a tutti i tipi di scarpe.

Taglie

Taglia	S	M	L	XL
Calzatura	35/37	38/40	41/43	44/46

Marca e modello

ORTHOPRIM MOD P405

Contenuto della confezione

1 plantare 3/4 con scarico calcaneare

