



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Plicometro digitale

Codice di riferimento: 27346

Marca: GIMA

Prezzo: 1342€

CARATTERISTICHE:

Plicometro composto da dei bracci con molle che esercitano sul tratto cutaneo una pressione di 10g/mm². La calibrazione di questi bracci e' regolabile e quindi la pressione esercitata non verra' influenzata dall'usura delle molle nel tempo. In dotazione anche il misuratore in mm dello spessore di grasso. L'apparecchio si compone anche di un display digitale e di due diverse scale di lettura. Inoltre e' presente una tabella con la quale sara' possibile verificare la % di grasso presente nel paziente. Infine, il prodotto e' rivestito in nylon, cosi' da risultare piu' confortevole in fase di applicazione al paziente.

APPLICAZIONI:

Esame plicometria

MARCA E MODELLO:

Gima 27346

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un plicometro digitale



Acquista subito