



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Poggiaschiena Per Vasca, In Gomma, Bianco

**Codice di riferimento:** AQ-132

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 20.37€

### CARATTERISTICHE:

Poggiaschiena per vasca realizzato in gomma naturale dotato di appoggio per il capo. Dimensioni 32 x 38 cm. Colore bianco avorio.

### MARCA E MODELLO:

INTERMED AQ-132

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**