



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Polpaccera a compressione in Neoprene SP 6325

Codice di riferimento: MOD sp 6325

Marca: SPECIAL

Prezzo: 23.87€

Riferimento	Variante	Prezzo
MOD sp 6325-Small	Small	23.87€
MOD sp 6325-Medium	Medium	23.87€
MOD sp 6325-Large	Large	23.87€
MOD sp 6325-XLarge	XLarge	23.87€

Caratteristiche della polpaccera SP 6325

Tutore elastico per polpaccio indicato per il trattamento e la prevenzione di lesioni muscolari anche durante l'attività sportiva.

- Polpaccera realizzata in Neoprene leggero e traspirante: offre un ottimo sostegno, mantiene la pelle asciutta e riscalda la zona dolorante velocizzando i tempi di guarigione.
- Design anatomico: garantisce una compressione mirata e rende il tutore comodo e semplice da indossare.
- Può essere indossata sia sulla gamba destra sia su quella sinistra.
- Ideale anche per l'attività sportiva: non crea alcun fastidio durante l'esercizio fisico.

Indicazioni

Indicato nella protezione e nella prevenzione delle lesioni muscolari del polpaccio.

Taglie

Taglia	Small	Medium	Large	XLarge
Circonferenza porzione intermedia del polpaccio cm	29,2/33	31,7/36,8	35,6/40,6	39,4/45,7

Marca e modello

SPECIAL MOD sp 6325

Contenuto della confezione

1 polpaccera -

