



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

POLTRONA BEATRICE - 1 motore - colore a richiesta

Codice di riferimento: 45150

Marca: GIMA

Prezzo: 1262.7€

CARATTERISTICHE:

Poltrone Relax: Poltrona relax multifunzionale adatta ad ogni necessità. Disponibile in 2 modelli (Beatrice e Betty), 1 o 2 motori e in 10 colori. Un motore: due bottoni di controllo per il movimento contemporaneo dello schienale e del poggiamambe. Prodotta in 100% poliestere. Portata 120 kg. Motore di sollevamento 230V - 50Hz. Disponibile su richiesta 110V - 60 Hz or 230V - 60 Hz. Produzione italiana

MARCA E MODELLO:

GIMA 45150

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**