



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Poltrona elettrica regolabile Cleopatra

Codice di riferimento: 28040

Marca: GIMA

Prezzo: 2455.2€

CARATTERISTICHE:

Poltrona realizzata con 3 motori che permettono di regolare la seduta in altezza (58-100 cm), inclinazione e lo schienale. Anche il poggiatesta e' regolabile attraverso una pompa a gas che permette l'estensione sino a 14 cm. I braccioli della poltrona elettrica sono reversibili e il poggiatesta e' anche esso regolabile per un appoggio piu' confortevole.

APPLICAZIONI:

Seduta per visite ospedaliere

DIMENSIONI E PESO:

196 x 82 x h 100 cm, 86 kg

MARCA E MODELLO:

Gima 28040

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una poltrona regolabile

