



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

POLTRONA GINECOLOGICA GYNEX PROFESSIONAL - albicocca metallizzato

Codice di riferimento: 27515

Marca: GIMA

Prezzo: 6734.4€

CARATTERISTICHE:

Poltrona che offre funzionalità, estetica ed ergonomia, è in grado di soddisfare tutte le necessità del paziente e dell'operatore proprie di una visita ginecologica professionale.

I 3 motori consentono, oltre al sollevamento, la movimentazione dello schienale e del gambale.

Grazie al movimento combinato di schienale e seduta, con meccanismo di auto bilanciamento (azionato tramite un motore silenzioso da 1000 N), Gynex professional si adatta a qualunque tipo di corporatura, garantendo al paziente il massimo confort.

I braccioli imbottiti e rivestiti consentono il mantenimento di una posizione protetta e rilassante, sono orientabili ed asportabili. Lo schienale è provvisto di poggiatesta regolabile in altezza. L'ampio e soffice gambale è regolabile autonomamente e indipendentemente da tutti gli altri movimenti (attraverso due motori silenziosi da 1000 N).

La poltrona è movimentata da un silenzioso motore elettrico alimentato a bassa tensione, che consente un'escursione verticale di 40 centimetri partendo dalla posizione di zero. I comandi elettrici vengono azionati da una pedaliera bipartita collegata da apposito cavo ed anche da una pratica pulsantiera.

Gynex professional può facilmente essere trasformata in un letto da esame (in posizione orizzontale).

Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Alimentazione: 230 - 50 hz
 - Tensione ai motori: 24 V
 - Spinta motore sollevamento: 6000 N
 - Spinta motori schienale: 2500 N
 - Spinta motori gambale: 2500 N
 - Capacità sollevamento: 180 kg
 - Massima potenza: 90 VA
 - Protezione fusibile: 1.6 A
-

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 27515

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

