



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Poltrona multispecialistica meccanica LUXOR

**Codice di riferimento:** 28005

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 912€

Riferimento	Variante	Prezzo
28005-Bianco	Bianco	912€
28006	Azzurro	912€

### Caratteristiche della poltrona LUXOR

Poltrona multispecialistica meccanica LUXOR

- Poltrona professionale dal design ergonomico, confortevole e funzionale.
- Base stabile e sicura.
- Piano di seduta imbottito per garantire la comodità del paziente.
- Altezza regolabile tramite comando a pedale.
- Schienale e poggiatesta regolabili manualmente secondo le proprie esigenze.
- Utilizzabile anche come lettino.
- Ideale per studio medico (dentistico, centro estetico ecc).

### Colori disponibili

- Bianco
- Azzurro

## Specifiche tecniche

- Dimensioni: 186 x 63 x 56-75 h cm
- Misure imballo: 97 x 70 x 40 cm - base - 186 x 24 x 65 cm - parte superiore
- Peso netto: 65 kg

## Marca e modello

GIMA codice 28005

## Contenuto della confezione

1 Poltrona multispecialistica meccanica

