



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Porta aghi chirurgico Webster - 12,5 cm

**Codice di riferimento:** 26544

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 42€

### Caratteristiche del porta aghi chirurgico Webster

Il porta aghi Webster è utilizzato durante gli interventi chirurgici per afferrare l'ago e procedere con la sutura dei tessuti. Questo strumento chirurgico è realizzato in acciaio Inox AISI 410 perciò risulta essere particolarmente solido e resistente alle corrosioni. I morsi in carburo di tungsteno permettono di ottenere un elevato grado di precisione, fondamentale per questo genere di operazioni. Il porta aghi Webster, essendo uno strumento estremamente preciso e di dimensioni ridotte è indicato per suture fini e delicate.

### Specifiche tecniche

Lunghezza: 12,5 cm

### Marca e modello

GIMA codice 26544

### Altri modelli disponibili

- [Porta aghi chirurgico Crile Wood C.T. - 15 cm](#)
- [Porta aghi chirurgico Gilles C.T. - 16 cm](#)

 **Acquista subito**