



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## PORTACOTONE - Ø 127 x 161 mm - 2 l

**Codice di riferimento:** 26625

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 29.5€

### CARATTERISTICHE:

Strumentario in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0.6 mm

Portacotone - con coperchio

Dimensioni: Ø 127 x 161 mm - 2 l

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Autoclavabile a 121°C
- AISI 304
- Con coperchio

### MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 26625

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**