



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Porta-ferri imbottito per 12 strumenti

Codice di riferimento: 26650

Marca: GIMA

Prezzo: 11.9€

Caratteristiche del porta-ferri imbottito per 12 strumenti

Astuccio portaferrini in cordura imbottita, resistente agli urti e rivestito in tessuto simil velluto nero che gli conferisce un design sobrio e moderno adatto a tutte le circostanze.

Questo porta strumenti medici dispone di protezioni e chiusura in velcro che permette all'astuccio di rimanere compatto e stabile.

All'interno di questo borsello per ferri chirurgici trovano alloggio fino a 12 strumenti, fissabili sotto un elastico cucito alle estremità per garantire agli strumenti una maggiore stabilità all'interno del borsello.

Specifiche tecniche

- Dimensioni: 18 x 14 x 2 cm
- Materiale: cordura imbottita rivestita in simil velluto
- Colore: nero
- Chiusura: velcro

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**
