



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Mini-portafiale in cordura morbida

Codice di riferimento: 25745

Marca: GIMA

Prezzo: 11.2€

Caratteristiche del Mini-portafiale Gima

Questo pratico e piccolo portafiale della Gima contiene 6 alloggiamenti singoli per fiale o provette, che possono essere bloccate singolarmente all'interno del borsello evitando così che l'una sbatta sull'altra. Il portaprovette in cordura attutisce eventuali piccoli urti accidentali, ed è dotato di una cerniera lampo a chiusura sui tre lati coinvolti dall'apertura a libro dell'articolo. Le sue dimensioni contenute, lo rendono un portafarmaci discreto e facile da trasportare e riporre in tutte le situazioni.

Specifiche tecniche

- Materiale: cordura
- Chiusura: cerniera lampo
- Colore: nero
- Dimensioni: 18x14x2 cm
- Capienza massima: 6 provette

Marca

Gima

Altri modelli disponibili

- [Portafiale imbottito blu](#)

 **Acquista subito**
