



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Portaflebo in plastica

**Codice di riferimento:** SO-20

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 7.32€

### Caratteristiche del portaflebo in plastica

Porta flacone da flebo realizzato in plastica resistente e facile da pulire.

Il porta-flebo Intermed è pensato per contenere e sorreggere un flacone durante le terapie di fleboclisi e può comodamente essere appeso alle aste da flebo.

È richiesto un acquisto minimo di 3 pezzi.

### Specifiche tecniche

- Materiale: plastica
- Colore: bianco

### Marca

Intermed

### Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**