



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Porta-termometri con diametro 33 mm

Codice di riferimento: 26628

Marca: GIMA

Prezzo: 7.08€

Caratteristiche del porta-termometri con diametro 33 mm

Dispositivo cilindrico portatermometro facile da alloggiare e con base d'appoggio stabile e sicura.

Questo porta-termometro Gima garantisce grande usabilità e resistenza nel tempo ed è realizzato in acciaio inossidabile AISI 304 autoclavabile a 121°.

Specifiche tecniche

- Diametro: 3,3 cm
- Altezza: 8 cm
- Materiale: acciaio AISI 304
- Colore: grigio

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**