



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Posizionatore Semilaterale Cp-30

**Codice di riferimento:** CP-30

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 233.2€

### CARATTERISTICHE:

Cuscino polivalente, mantiene in maniera confortevole il paziente a livello di dorso, spalle, anche e ginocchia durante un posizionamento in decubito laterale. Limita il fenomeno di attrito e di taglio. Specifiche:

lunghezza 185 cm;

larghezza 35 cm.

### MARCA E MODELLO:

PHARMAOUEST CP-30

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**