



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tubolare protettore dita dei piedi con copertura interna in gel di silicone

Codice di riferimento: MOD P409 / P431

Marca: ORTHOPRIM

Prezzo: 15.7€

Riferimento	Variante	Prezzo
MOD P431	Small	15.7€
MOD P409	Large	15.7€

Caratteristiche del tubolare protettore

Il tubolare è una comoda protezione per le dita dei piedi che presentano ferite, irritazioni, calli e unghie incarnite. Impedendo lo sfregamento delle dita tra loro, con le scarpe e le calze dona un immediato sollievo. Il gel di silicone presente nella copertura interna aiuta a mantenere la pelle ben idratata e svolge un'azione emolliente. Il tubolare protettore è composto da un materiale elastico che si adatta a qualsiasi dimensione, garantendo così il massimo comfort.

Modalità d'uso

Prima di inserire il tubolare protettore nel dito, il piede deve essere pulito e asciutto. È importante non tenere il prodotto per tutta la giornata. Il dito va lasciato libero almeno 4 ore al giorno. Una volta tolto, lavare il tubolare a mano con acqua tiepida e sapone neutro e lasciar asciugare all'aria. Il prodotto è riutilizzabile.

Taglie disponibili

- Small (10- 16 mm)
- Large (16-28 mm)

Materiale

- Silicone
- Gel minerale

Confezione

1 pz. singolo

Marca e modello

ORTHOPRIM MOD P409/P431

