



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Protezione per gomito antidecubito in fibra cava siliconata

Codice di riferimento: CA-205

Marca: INTERMED

Prezzo: 32.09€

Caratteristiche della protezione per gomito antidecubito

La gomitiera antidecubito è un ausilio fondamentale per anziani, malati e disabili costretti a letti o seduti per evitare la comparsa di piaghe o lesioni da pressione. La protezione è realizzata con fibra cava siliconata avvolta da una morbida fodera realizzata interamente in cotone. Grazie al sistema di chiusura a velcro, la gomitiera si adatta perfettamente ad ogni paziente ed è facile da indossare e da rimuovere per facilitare le operazioni d'igiene personale e permettere il lavaggio dell'accessorio.

La protezione per gomito è studiata appositamente per alleggerire la pressione sulla zona interessata e ridurre la frizione e le forze di taglio mantenendo sempre un'adeguata ventilazione.

Adatta per entrambi i gomiti.

Materiali

- Componenti Interno: fibra cava siliconata
- Esterno: cotone 100%

Specifiche tecniche

- Dimensioni: 25 x 30 cm
- Portata: 150 kg

Marca e modello

INTERMED codice PR-413000

Contenuto della confezione

1 pezzo

