

Numero Verde
800 172547



Da cellulare
030 7777942

Provette per centrifuga 10 ml

Codice di riferimento: 24040

Marca: GIMA

Prezzo: 31.72€

Caratteristiche delle provette per centrifuga

Le seguenti provette cilindriche per centrifughe sono trasparenti e presentano un tappo blu a vite che permette di mantenerle ben sigillate e impedisce che i liquidi volatilizzino. Sono utilizzate principalmente per le analisi in laboratorio e sono progettate per garantire una perfetta visibilità e la massima resistenza, sia per la buona riuscita dei test sia per ridurre il rischio di rottura degli accessori ed evitare gli sprechi.

Le provette sono adatte anche alla conservazione di campioni istologici.

Compatibili con le seguenti centrifughe: codice 24031, 24032, 24035.

Specifiche tecniche

Capienza: 10 ml

Marca e modello

GIMA codice 24040

Contenuto della confezione

100 pezzi



Acquista subito