



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Pulsiossimetro Palmare Con Allarmi - Display A Colori

**Codice di riferimento:** LTD821

**Marca:** DIMED

**Prezzo:** 456.28€

### CARATTERISTICHE:

Il pulsiossimetro palmare LTD821 è un dispositivo elettromedicale che serve a monitorare costantemente il livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO<sub>2</sub>) e il battito cardiaco (PR), adatto sia per pazienti adulti, sia per bambini e neonati. Compatto, ergonomico, semplice, affidabile e preciso, specialmente adatto per cliniche, ospedali, strutture sanitarie specializzate e assistenza domiciliare.

#### Accessori in DOTAZIONE

- 4 batterie alcaline AA
- Sensore morbido adulti
- Chiave per svitare le viti
- Cavo USB
- CD Software

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Display: **TFT da 2.8"**
- Batteria: **3 batterie alcaline AA, o batterie NiMH, o adattatore**
- Autonomia: **24 ore di lavoro continuo**
- **Livelli regolabili di allarmi audio video e indicatore di batteria**
- **Visualizzazione dei valori SpO<sub>2</sub>, PR, della forma d'onda e dell'intensità delle pulsazioni**
- **72 ore di memoria per l'archiviazione e il controllo dei dati**

- **Software MedView per l'analisi dei dati registrati**
  - **Fornito di cavo USB per la trasmissione dei dati su PC**
  - Tipo di protezione: **dispositivo con alimentazione interna**
- 

#### **Spo2**

- Range di misurazione: **70% - 100%**
- Risoluzione: **1%**
- Accuratezza misurazione: **80% - 10%  $\pm 2\%$ ; 70% - 79%  $\pm 3\%$**

#### **PR**

- Range misurazioni: **30 - 235bpm**
- Risoluzione:  **$\pm 1$ bpm**
- Accuratezza:  **$\pm 2$ bpm o 2% (viene applicata la più grande)**

Dimensioni: **L:12,5 x P:6 x H:3 cm**

Peso: **141g**

#### **MARCA E MODELLO:**

DIMED LTD821

#### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pezzo

