



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Pulsossimetro palmare con allarmi collegabile al PC

Codice di riferimento: LTD822

Marca: DIMED

Prezzo: 630.74€

Caratteristiche del pulsossimetro palmare

Il saturimetro palmare DIMED è un misuratore dei valori della saturazione di ossigeno piccolo, preciso e affidabile, ideale per cliniche specializzate, ospedali e tutte le persone che necessitano di monitorare in maniera costante e sicura le loro condizioni di salute. Questo pulsossimetro è dotato di un grande display LCD ad alta risoluzione che facilita la lettura delle misurazioni e permette di visualizzare in tempo reale sia il grafico sia la tabella dei dati dell'andamento degli ultimi 10 minuti in un'unica schermata.

Il design compatto, l'impugnatura anatomica antiscivolo e la possibilità di effettuare le operazioni con dei brevi pulsanti rende l'apparecchio estremamente pratico, intuitivo e semplice da utilizzare. Inoltre, grazie ad un software dedicato (optional LTD825) è possibile collegarlo al PC.

Adatto a misurare i valori della saturazione di ossigeno di adulti, bambini e neonati.

Compatibile con i sensori DB9 della Nellcor e BCI.

Specifiche tecniche

- Classe dispositivo: alimentato internamente (4 batterie 1.5V AA)
- Sicurezza: Classe B - Tipo BF - IPX2
- Dimensioni: 160 x 70 x 37.6 (P)
- Peso: 165g (senza batterie)
- Display: Tipo LCD 128 x 64 dot-matrix LDC, con retroilluminazione a LED
- Allarmi: SpO2 - BPM - Batteria - Sensore
- Memoria: 100 pazienti - 300 Ore

- Batteria: 4 batterie da 1.5V AA alcaline compatibile batterie ricaricabili
- Autonomia batterie: 48 ore lavoro continuo

Range mostrato

- SpO2: 0 ~ 100%
- BPM: 30 ~ 254 BPM

Saturazione

- Adulti e pediatrici: ± 2 (70 ~ 100%)
- Neonati: ± 3 (70 ~ 100%)
- Condizioni di movimento: ± 3 (70 ~ 100%)

Saturazione

- Adulti e pediatrici: ± 3 BPM
- Neonati: ± 3 BPM
- Condizioni di movimento: ± 5 BPM

Risoluzione

- SpO2: 1%
- BPM: 1 BPM

Marca e modello

DIMED codice LTD822

Contenuto della confezione

1 pulsossimetro palmare

Altri modelli disponibili

- [Pulsossimetro da dito](#)
- [Pulsossimetro pediatrico da dito DIMED](#)

