



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Pulsiossimetro palmare con allarmi e display grafico - sensore nellcor

Codice di riferimento: LTD823

Marca: DIMED

Prezzo: 1556.72€

Pulsiossimetro di grande affidabilità e precisione, leggero, compatto e idoneo per il monitoraggio di adulti, bambini e neonati. Display LCD ad alta risoluzione. Operazioni con pulsanti brevi e concise, disegnato con impugnatura anatomica antiscivolo, può fornire informazioni continue ed affidabili sulla saturazione di ossigeno. Particolarmente adatto ad ogni Clinica Specializzata, Ospedale e per il trasferimento dei pazienti o per l'assistenza domiciliare. Possibilità di visualizzare il TREND (andamento) in modo GRAFICO ed in modalità TABELLA degli ultimi 10 minuti su un'unica schermata. 300 ore di memoria per 100 pazienti diversi. Possibilità di collegamento al computer con software dedicato (optional LTD825). Compatibile con i sensori DB9 della Nellcor e BCI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

LTD823: LTD822 CON MODULO INTERNO E SENSORE NELLCOR TECNOLOGIA OXYMAX

Mantiene tutte le caratteristiche del LTD822 ma con modulo interno e sensore NELLCOR OXYMAX

 **Acquista subito**