



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Pulsiossimetro professionale per uso veterinario con display LCD e 300 ore di memoria

Codice di riferimento: LTV822

Marca: DIMED

Prezzo: 500.2€

Caratteristiche del pulsiossimetro professionale per uso veterinario con display LCD e 300 ore di memoria

Pulsiossimetro veterinario digitale con risultati affidabili e precisi di facile lettura sul display LCD ad alta definizione del dispositivo. Questo saturimetro digitale è un dispositivo leggero, portatile e dispone di una impugnatura ergonomica antiscivolo che consente una semplice misurazione dei livelli di emoglobina e della saturazione di ossigeno nel sangue. Questo pulsiossimetro palmare ha delle utilissime funzioni accessorie che permettono di memorizzare dati per 300 ore e per 100 pazienti diversi e di visualizzare grafici e tabelle dell'andamento dei risultati dei 10 minuti precedenti a schermata unica.

Specifiche tecniche

- Dimensioni: 7x3,7x16 cm
- Materiale: plastica
- Colore: bianco e grigio
- Peso: 165 g
- Compatibile con i sensori DB9 della Nellcor e BCI.

Marca

Dimed

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)



Acquista subito