



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Pulsossimetro portatile da dito con connessione a personal computer – intermed sat-300

Codice di riferimento: SAT-300

Marca: INTERMED

Prezzo: 164.7€

Pulsossimetro portatile a raggi infrarossi per adulti e bambini sopra 10 Kg di peso

Rilevazione non invasiva della saturazione di ossigeno ematico e della frequenza cardiaca

Display a cristalli liquidi a colori, orientabile in 4 posizioni con indicazioni alfanumeriche di:

- SpO2 e frequenza cardiaca
- limiti di allarme dei parametri
- indicatore a barre dell'intensità del segnale
- stato di carica delle batterie
- attivazione/ disattivazione allarmi e suono sincronia delle pulsazioni

Visualizzazione dell'onda pletismografica

Funzionamento con batteria ricaricabile al litio con autonomia di 12 ore in utilizzo continuo

Registrazione dei valori di SpO2 e frequenza cardiaca fino a 24 ore

Collegamento a personal computer mediante cavo interfaccia USB e comunicazione wireless (opzionale)

Completo di software per sistemi operativi MS Windows Menu delle funzioni in lingua italiana

