



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

PULSOXIMETRO NONIN ONYX VANTAGE - 9590

Codice di riferimento: 35085

Marca: GIMA

Prezzo: 305€

CARATTERISTICHE:

Onyx è l'unico pulsossimetro da dito le cui caratteristiche di precisione e prestazioni sono state dimostrate da articoli scientifici e studi clinici pubblicati. Inoltre, Onyx è stato testato per l'uso sulle cinque dita della mano o dei piedi. - Precisione - Prestazioni dimostrate scientificamente nella più vasta gamma di situazioni - Durevolezza - Resiste alle cadute accidentali (testato fino a 50 cadute) e all'infiltrazione di acqua (soddisfa e supera i requisiti dei test IP32), è adatto all'uso in migliaia di applicazioni e negli ambienti più problematici - Efficienza - Fino a 6?000 controlli saltuari o 36 ore di funzionamento continuo con due batterie AAA (ministilo) - Sicurezza - Costruito negli U.S.A., senza piombo e senza lattice - Versatilità - Lo stesso pulsossimetro è utilizzabile su varie tipologie di pazienti, dalla pediatria ai pazienti adulti di grossa corporatura - Convenienza - La precisione comprovata, la qualità e la lunga durata fanno dell'Onyx Vantage un acquisto estremamente vantaggioso nel lungo termine

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Range frequenza cardiaca: 18 - 321 bpm ± 3 cifre (20 - 250 bpm) • Range SpO₂: 0 - 100% ± 2 cifre (70 - 100%) • Range SpO₂ con bassa perfusione: 70 - 100% ± 2 cifre • Frequenza cardiaca con bassa perfusione: 40 - 240 bpm ± 3 cifre
- Ampio display LED, lettura della SpO₂ e della frequenza cardiaca da ogni angolo, sia di giorno che di notte • L'originale pulsossimetro da dito digitale tutto in uno • Senza piombo e senza lattice

MARCA E MODELLO:

GIMA 35085

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**