



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## PULSOXIMETRO OXY-10

**Codice di riferimento:** 35095

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 138.9€

### CARATTERISTICHE:

Pulsossimetro professionale per misurare la frequenza delle pulsazioni e la funzionale saturazione di ossigeno (SpO2) usando il dito del paziente (adulto, bambino, neonato) - Tecnologia bluetooth wireless con trasmissione dei dati verso il pc con sistema windows (XP e Seven) - Sonde SpO2 pediatriche esterne disponibili in 3 misure per uso su bambini e neonati - Ampio display OLED a colori - Parametri: SpO2, Frequenza cardiaca, PI e curva pletismografica - Allarmi visivi e sonori (impostazioni personalizzabili dall'utente) - Orientamento del display con 4 cambi automatici di direzione - Accuratezza dalle prime letture in pochi secondi - Grande sensibilità al movimento durante la misurazione - Manuale in 9 lingue (GB, FR, IT, DE, ES, GR, PT, PL, AR) Fornito in una borsa di nylon con batterie

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Pulsazioni: - range: 30-240 bpm - accuratezza:  $\pm 2$  bpm or 2% • SpO2: - range: 70%-100% - accuratezza: 3% • Indice di perfusione: 0.2-20% • Allarme: SpO2: 85-99% • pulsazioni: - alte 100-240 bpm - basse 30-60 bpm • Alimentazione: 2 pile alcaline LR03 (AAA) 3.0 VDC • Dimensioni: 60 x33 x 30 mm • Peso: 35 g

### MARCA E MODELLO:

GIMA 35095

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

