



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## PULSOXIMETRO OXY-2

**Codice di riferimento:** 35072

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 25€

### CARATTERISTICHE:

Pulsoximetro per la misurazione della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca dal dito del paziente. Adatto all'uso domestico e professionale, in famiglia, in ospedale, nei bar con ossigeno, nelle comunità mediche, in medicina dello sport. Può essere utilizzato sia prima che dopo l'attività fisica, mentre non è raccomandato durante.

- SpO2 mostrata sullo schermo
- visualizzazione frequenza del polso, grafico a barre
- indicatore di bassa tensione
- spegnimento automatico: l'unità si spegne automaticamente entro 5 secondi se il dito non è posizionato nella sonda

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipologia schema: LED

Campo di misurazione SpO2: 0 - 100%, (risoluzione 1%)

Precisione: 70 - 100%:  $\pm 2\%$ , al di sotto di 70% non specificato

Campo di misurazione PR: 30 - 250 bpm, (risoluzione 1 bpm)

Precisione:  $\pm 2$  bpm o  $\pm 2\%$  (selezionare il maggiore)

Prestazioni di misurazione in deboli condizioni di riempimento: SpO2 e la frequenza cardiaca vengono mostrate correttamente quando la ratio polso-riempimento è 0.4%.

L'errore SpO2 è  $\pm 4\%$ , l'errore frequenza cardiaca è  $\pm 2$  bpm o  $\pm 2\%$  (selezionare il maggiore)

Consumo energetico: minore di 25 mA

Tensione: DC 2.6 V - 3.6 V

Funzionamento batterie: due batterie possono funzionare continuamente per 24 ore

Sicurezza: batteria interna, tipo BF  
Dimensioni - peso: 60x30.5xh 32.5 mm - 50 g comprese le due batterie

**MARCA E MODELLO:** \_\_\_\_\_

Gima - Codice 35072

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 Pezzo

