



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## PULSOXIMETRO OXY-4 - blu

**Codice di riferimento:** 35091

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 39.04€

### CARATTERISTICHE:

Selezioni il colore in fase d'ordine Per rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito del paziente. - Misura precisa della SpO2 e del battito - Visualizzazione a 2 colori della SpO2, PR, PI, plestimogramma e istogramma del battito, allarmi visivi ed acustici - Gamma di misurazione SpO2 35-99%, battito 30-240 bpm - Display orientabile in 4 direzioni - Accensione e spegnimento automatico - Funzionamento continuo per 30 ore con 2 pile alcaline AAA - Indicazione del livello di carica della batteria - Resistente all'ingresso di liquidi - Manuale in 8 lingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Dimensioni: 66 x 36 x 33 mm

### MARCA E MODELLO:

GIMA 35091

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**