



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

PULSOXIMETRO OXY-4 - colore a scelta

Codice di riferimento: 35093

Marca: GIMA

Prezzo: 68.32€

CARATTERISTICHE:

Selezioni il colore in fase d'ordine Per rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito del paziente. - Misura precisa della SpO2 e del battito - Visualizzazione a 2 colori della SpO2, PR, PI, plestimogramma e istogramma del battito, allarmi visivi ed acustici - Gamma di misurazione SpO2 35-99%, battito 30-240 bpm - Display orientabile in 4 direzioni - Accensione e spegnimento automatico - Funzionamento continuo per 30 ore con 2 pile alcaline AAA - Indicazione del livello di carica della batteria - Resistente all'ingresso di liquidi - Manuale in 8 lingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Dimensioni: 66 x 36 x 33 mm

MARCA E MODELLO:

GIMA 35093

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

