



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

PULSOXIMETRO OXY PEDIATRICO

Codice di riferimento: 34266

Marca: GIMA

Prezzo: 120.7€

CARATTERISTICHE:

Simile al modello Oxy-6 ma progettato per dare i migliori risultati in campo pediatrico. L'apertura è strutturata per le dita dei bambini di età maggiore di 2 anni (Ø dito 8/16 mm), è dotato di due batterie ricaricabili e un ricarica batterie USB. Tutte le altre specifiche tecniche sono tali a quelle del modello OXY-6.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Pulsazioni - Range: 30-240 bpm - Precisione: ± 2 bpm (2%) - Risoluzione: 1bpm • SpO₂ - Gamma: 35% -99% - Precisione: $\pm 2\%$ (75-99%) - $\pm 3\%$ (50-75%) - Risoluzione: 1% • Perfusion - Gamma: 0-20% - Precisione: $\pm 0,1\%$ (0-20%) - Risoluzione: 0-1% • Indice - Precisione: $\pm 0,2\%$ (20-25%) • Allarme: SpO₂: limite inferiore del 90% • Frequenza cardiaca: bassa: <50 bpm - alto> 120 bpm • Alimentazione: 3.2V batterie ricaricabili • Norme: IEC 60601-1-2 Classe II Dotazione standard: • 2 batterie al litio ricaricabili • Caricabatterie • Custodia trasporto • Corda per il trasporto

MARCA E MODELLO:

GIMA 34266

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

